

À

Marimax Comercio E Importação De Produtos Para Saúde E Veterinários Ltda | 20.339.865/0001-94 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 9894-9 | Conta: 140-6  
Avenida Sapucaí, 100 - Boa Vista - 37.538-620 - Santa Rita do Sapucaí/MG |  
| (11) 4133-6300, | lc\_marimax@terra.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº AF 2641.2025 SGPE 46002/2025**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Pregão Eletrônico nº 1190/2025 para aquisição de material hospitalar e medicamentos para uso humano e veterinário, para os seguintes Centros de Ensino da UDESC: CAV, CCT, CEFID, CEO, CERES, CESFI e REITORIA. , realizado em: 14/07/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2025

NOTA: 1				Fonte: 0100   Subação: 3201   Natureza: 33903036	
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material	
1 / 164	2	171,00	342,00	[ 009733034 ] [ JOGO ] [ mm eletrodo/MKEPA01 ] MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA - JOGO DE ELETRODO, Eletrodo Precordial com Pera. Eletrodo Precordial com Pera de Silicone para ECG. Compatível com todos os ECG cabos como banana 4,0mm, agulha 3,0mm, Snap e pitada. (conjunto com 6 unidades)	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEO/33887/BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS - 2	
1 / 166	2	143,00	286,00	[ 009733034 ] [ JOGO ] [ mm eletrodo/MKECA01 ] MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA - JOGO DE ELETRODO, 9733034 - Eletrodo Cardioclip. Eletrodo cardioclip color para ECG. Conjunto com 4 unidades. Compatíveis com eletrocardiografos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana. Reutilizavel; Conjuntos. Tamanho adulto	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEO/33887/BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS - 2	
1 / 204	4	512,34	2.049,36	[ 078794062 ] [ PECA ] [ Masterpress/MKBPR500 ] MATERIAL E ARTIGOS PARA CONSUMO MEDICO/CIRURGICO/HOSPITALAR, MATERIAL E ARTIGOS PARA CONSUMO MEDICO/CIRURGICO/HOSPITALAR - BOLSA PRESSURIZADORA, Bolsa Pressórica. Bolsa Pressurizadora (Bolsa Pressórica) 500ml. Para pressurização de fluídos. Para pressurização de fluídos. Bolsa transparente, permite fácil visualização do frasco de soro e ventilação do nível do fluido. Resistente, produzido em Poliuretano denso. Com Gancho especial embutido, permite que o frasco de soro seja substituído sem remover o Clear-Cuff do suporte. O bulbo extragrande permite uma perfeita insuflação com mais rapidez e facilidade. Torneira de três vias de alto fluxo permite o esvaziamento quase instantâneo do Clear-Cuff sem comprimir a bolsa.	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEO/33887/BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS - 4	
TOTAL DA NOTA 1: 2.677,36				EMPENHO: FISCAL:	

NOTA: 2				Fonte: 0100   Subação: 3201   Natureza: 44905208	
---------	--	--	--	--	--

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
1 / 197	10	83,10	831,00	[ 048178019 ] [ PECA ] [ accurate/FS10K ] APARELHO MEDICO, APARELHO MEDICO - OXIMETRO PORTATIL, Oxímetro de dedo com as seguintes especificações: Medição da saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva, em casa, em um estabelecimento profissional ou móvel. Deve ser projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Sendo as suas principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Alimentação através de duas pilhas alcalinas \"AAA) - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Contínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior. Ter eficiência na medição
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEO/33887/BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS - 10
TOTAL DA NOTA 2: 831,00				<div>EMPENHO:</div> <div>FISCAL:</div>

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.891.283/0001-36  
Av. Madre Benvenuta, 207. Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega  
Centro de Educação Superior do Oeste/CEO  
Beloni Trombetta Zanin, 680E - Chapecó/SC - CEP 89.815-630 - Fone 4920499528

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 17h

**Prazo de Entrega: 15 dias.**

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas:

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

---

\_\_\_\_\_ / /



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **EV11FD24**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**EDLAMAR KATIA ADAMY** (CPF: 760.XXX.929-XX) em 18/11/2025 às 18:13:19

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5 G2", emitido em 21/03/2025 - 19:00:00 e válido até 21/03/2028 - 19:00:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDYwMDJfNDYwMzFfMjAyNV9FVjExRkQyNA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046002/2025** e o código **EV11FD24** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.